


# インプラント オーバーデンチャーの 新しい標準が誕生。

人工歯シェア30%(国内2位)を誇る、歯科材料メーカー山八歯材工業が  
オススメするクーゲルHOOKアタッチメントが進化をして  
インプラントオーバーデンチャー用のアバットメントとして登場します!

**ミュワンHAインプラント用アバットメント 発売中**

小型で強い維持力を持つ、あの『クーゲルHOOK』が新たに  
インプラントオーバーデンチャーにも使用できるようになりました。

「アイドリングスペース」という独特の構造をフィメール内部に持ち、材質がポリプロピレン  
という樹脂の特性を備えたクーゲルHOOKは、咬合時の支台部にかかるストレスを抑え、  
非咬合時には粘膜への圧迫感が緩和され、大変装着感の良いオーバーデンチャーの作製が可能です。  
小型でありながら安定して強い維持力を示すクーゲルHOOKと骨結合にすぐれた  
ミュワンHAインプラントとのコンビネーションにより、インプラントオーバーデンチャーの  
新しい標準が一つ誕生したといえるのではないのでしょうか。



クーゲルHOOK  
フィメール

クーゲルHOOKアバットメント


ミュワンHAインプラント  
2ピースフィクスチャー

## Kugel hook

クーゲルHOOKアバットメント

ミュワンHAインプラント 2ピース 歯科用インプラントシステム 高度管理医療機器 22600BZX00051000 / クーゲルHOOKアタッチメント 歯科用精密ボールアタッチメント 管理医療機器 222AFBZX00104000  
ミュワン ツール 2ピース 歯科用インプラント手術器具 一般医療機器 23B1X10001A58035


# クーゲルHOOKアバットメント



型番	直径(mm)	カフ高さ(mm)
KA34-02	3.0	2
KA34-04		4
KA34-06		6
KA38-02	3.4	2
KA38-04		4
KA38-06		6
KA43-02	3.9	2
KA43-04		4
KA43-06		6
KA50-02	4.6	2
KA50-04		4
KA50-06		6

包装単位	1個
標準価格	¥12,500(税抜)

## クーゲルHOOKアバットメント ドライバービット




クーゲルHOOKアバットメントを口腔内へ持ち運び、フィクスチャーへ締結するために使用します。  
締結時は、ドライバーハンドル並びにトルクレンチと合わせてご使用お願い致します。  
締結推奨トルクは35Ncmです。

包装単位	1本
標準価格	¥15,000(税抜)

### 歯科用精密ボールアタッチメント

## クーゲルHOOKアタッチメント(メタルメール タイプ)

#### ■ メタルメール



包装単位	メタルメール 1個/箱
標準価格	¥9,800(税抜)

#### ■ ファイメール(クーゲルHOOKアバットメントにも共用です)



[セッティングフィルム]  
※フィルム中央の穴にメール球面部を差し込んでご使用下さい。

包装単位	ファイメール 1個/箱 セッティングフィルム2枚付属	ファイメール 5個/箱 セッティングフィルム10枚付属
標準価格	¥2,800(税抜)	¥12,600(税抜)

クーゲルHOOKアタッチメントには、本品(メタルメールタイプ)の他に、メール部を鋳造して製作するタイプの商品もあります。  
詳細については別途、リーフレットをお取り寄せのうえご参照下さい。

◆製造販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
 〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54番地1 TEL (0533)57-7121  
 お問い合わせ先:インプラント営業所  
 TEL **03-3295-3451** FAX **03-3295-3452**  
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-20-14 増淵ビル2F  
<http://www.mu-one.com>  
 Facebookはじめました  
 ミューワンインプラント営業部 検索

貴院名	様
ご住所	□□□-□□□□
TEL	
FAX	
<input type="checkbox"/> 新製品、ミュワンニュース等のご案内を希望されますか?	
E-メール	備考